

Aanbevolen combinaties



Pakket 1

Prijs: €918,- excl. BTW

- DefiSign Life AED Volautomaat met gratis toebehoren:
 - DefiSign AED Rescuekit
 - Kinderelektroden
 - AED sticker
- Gold AED onderhoudsplan

Pakket 2

Prijs: €987,- excl. BTW

- DefiSign Life AED Volautomaat met gratis toebehoren:
 - DefiSign AED Rescuekit
 - Kinderelektroden
 - AED sticker
- Gold AED onderhoudsplan
- DefiSign Universele Binnenkast



Pakket 3

Prijs: €1347,- excl. BTW

- DefiSign Life AED Volautomaat met gratis toebehoren:
 - DefiSign AED Rescuekit
 - Kinderelektroden
 - AED sticker
- Gold AED onderhoudsplan
- DefiSign/AIVIA 200 Buitenkast

DefiSign Life AED incl. toebehoren



De volautomatische **DefiSign Life AED** compleet met elektrodenset voor volwassenen, batterij en handleiding. Inclusief GRATIS rescuekit + kinderelektroden, en een AED-sticker (zie onder). Eenvoudig in gebruik met duidelijke gesproken instructies en met verlichte afbeeldingen ter ondersteuning, voor de ervaren of ook onervaren hulpverlener. Stap voor stap legt de AED aan de hulpverlener uit wat er gedaan moet worden.

- Deze AED is 3-talig (bijv. NL/DUI/FR, of NL/EN/FR).
- Deze AED mag door iedereen gebruikt worden en is geschikt voor publieke plaatsing.
- 10 jaar garantie op de AED.
- Medisol geeft gratis vervanging van de elektroden na inzet van de AED.
- Een IP55, dus zeer bestendig tegen stof en water én robuust.
- Leverbaar uit voorraad.



Deze AED wordt geleverd inclusief gratis **DefiSign AED Rescue Kit** (waarde 21€), met alle noodzakelijke accessoires bij reanimatie: beademingsmasker met zuurstofaansluiting, kledingschaar, handschoenen, wegwerp-scheermesje, alcoholdoekje voor desinfectie, tissue.



Bij de AED zijn aan de achterzijde ook gratis **kinderelektroden** gevoegd, die voor kinderreanimatie gebruikt worden. De kinderelektroden zorgen er voor dat het energieniveau van de schok aangepast wordt aan het kleinere kinderlichaam. Hierdoor is de DefiSign LIFE AED inzetbaar voor iedere doelgroep, van kind tot volwassene.



Ook ontvangt u een gratis **AED Sticker** (15x15 cm). Deze signaalsticker draagt bij aan de herkenbaarheid en vindbaarheid van de AED in geval van nood.

Prijs DefiSign Life AED Volautomaat incl. gratis toebehoren (Rescue Kit, kinderelektroden en AED Sticker): €799,- excl. BTW

Accessoires - Kast



De **DefiSign Universele Binnenkast** met alarm is vervaardigd van solide metalen. Deze robuuste binnenkast is uitgevoerd met het internationale AED-logo van de ILCOR. Herkenbaar voor iedereen door de officiële en opvallende kleur groen. De kast is voorzien van een magneetalarm van 100 dB. Het openen van de kast bij een noodgeval zal omstanders alarmeren om hulp te bieden. Het alarm kan eenvoudig worden in- en uitgeschakeld met een schakelaar aan de binnenzijde. De kast wordt geleverd inclusief 3 bevestigingschroeven en bijpassende pluggen. Zeer eenvoudig op te hangen.

Prijs: €69,- excl. BTW



DefiSign/AIVIA 200 Buitenkast. Uitvoerig getest in koude omstandigheden. Met behulp van het verwarmingselement wordt uw AED tegen kou en regen beschermd. De behuizing is gemaakt van ABS en de klep van polycarbonaat. Deze materialen bieden een enorme weerstand tegen schokken. De AIVIA 200 buitenkast maakt uw AED toegankelijk bij een spoedgeval, zodat er meer levens gered kunnen worden.

Prijs: €429,- excl. BTW



Alternatieve binnenkast: **DefiSign/AIVIA Binnenkast**, ook te combineren met pakket 1 of de losverkochte DefiSign AED wanneer uw voorkeur uitgaat naar deze AED kast. De DefiSign/AIVIA 100 AED Binnenkast met zichtvenster, nachtverlichting, alarm en "Break Away" veiligheidstrekzegel kan eenvoudig aan de muur worden bevestigd. De DefiSign/AIVIA Binnenkast is vervaardigd uit zeer sterke en duurzame materialen: ABS en polycarbonaat.

Prijs: €149,- excl. BTW

Gold contract - AED onderhoudsplan

Het **Gold AED-onderhoudsplan** is de beste keuze als het gaat om veiligheid en zekerheid. Met dit plan wordt uw AED jaarlijks nagekeken en onderhouden in ons Medisol Service Center, dat volledig ISO-13485 gecertificeerd is en wordt gerund door getrainde professionals. Het Service Center zorgt ervoor dat uw AED altijd inzetklaar is. U profiteert van doorlopende voordelen zoals o.a. toegang tot het Service Portal, en een leen-AED indien uw AED niet goed functioneert.

U krijgt toegang tot ons Service Portal waarin u alle informatie over uw AED kunt terugvinden, zoals locatie-adres, contactpersoon, telefoonnummer en e-mail, datum van het uitgevoerde onderhoud en onderhoudsrapporten, vervaldata van de elektroden en de batterij etc.

U kunt zelf binnen uw dossier in het portal uw gegevens wijzigen, zoals o.a. het adres, contactpersoon en telefoonnummer. U krijgt op tijd van ons een uitnodigingsmail voor onderhoud met een link naar het service portal, waarin u zelf uw datum en tijd kunt kiezen voor ophalen van uw AED voor onderhoud, en tegelijkertijd ontvangt u een leen-AED.

Na het onderhoud kunt u opnieuw zelf in het portal een datum kiezen voor retourontvangst van uw AED, en tegelijkertijd de leen-AED aan de chauffeur teruggeven.

De doorlopende service bevat:

- AED statusoverzicht in het service portal Leen-AED in geval van storing of defect;
- Na inzet van de AED krijgt u gratis vervangende elektroden, en indien nodig ook de batterij;
- 20% korting op vervangingsonderdelen;
- Gratis leen-AED tijdens de jaarlijkse onderhoudsbeurt.

De professionele jaarlijkse AED-check van het onderhoudsplan bestaat uit:

- ✓ Functionele test
- ✓ Shock test
- ✓ Vervangen van verlopen onderdelen
- ✓ Foutcorrectie
- ✓ Software updates
- ✓ Schoonmaak
- ✓ Visuele inspectie
- ✓ Rapporten
- ✓ Dataopslag (5 jaar)
- ✓ Advies voor onderhoud

Prijs: €119,- excl. BTW per jaar

Voor een meerprijs van €20,- verzorgen wij AED-onderhoud bij u op locatie.



Overige accessoires



AED Signaleringsbord (haaks bord). Het logo is zichtbaar vanaf beide kanten. Voorzien van het nieuwe internationale AED-logo van de ILCOR. Afmetingen: 15 x 15 cm.
Prijs: €17,50 excl. BTW



Met deze handige DefiSign **AED draagtas** neem je de DefiSign AED in één handomdraai mee. De stevige schouderband zorgt ervoor dat de tas goed om je schouder blijft hangen. Met behulp van de bevestigingslus blijft de AED goed in de DefiSign tas vastzitten. Hierdoor is het levensreddende toestel direct beschermd tegen een stootje. De voorkant van de tas zit vast met klittenband en kan simpel opengetrokken worden om de AED te activeren. Aan de achterzijde van de tas is ruimte om bijvoorbeeld extra elektroden op te bergen.

Prijs: €29,- excl. BTW



Deze DefiSign **AED rugtas** is perfect geschikt om uw AED eenvoudig overal mee naartoe te nemen. De AED past in het grote voorvak dat kan worden gesloten met clipsluiting. Verder beschikt de AED rugtas ook over een groot vak met ritssluiting, met daarin 3 doorzichtige binnen-tasjes die d.m.v. klittenband vastgezet kunnen worden. Hierdoor is de AED rugzak compleet naar eigen wens in te richten. Naast de binnen-tasjes beschikt dit vak ook over een insteek-vak met gaas. Met deze universele AED backpack neemt u alles wat u nodig heeft makkelijk mee naar een noodgeval.

Prijs: €39,- excl. BTW

Basic Life Support Training

U kunt in het formulier aangeven een BLS training te willen volgen. Deze Basic Life Support training wordt gegeven door onze trainingspartner. Onze partner is gespecialiseerd in het geven van Basic Life Support trainingen aan bedrijven, scholen, clubs, etc. Ze zijn erkend door de Federale Overheid en geven attest-opleidingen conform de ERC voorschriften.

De training kan worden gegeven aan een groep van maximaal 12 personen.
De prijs is €525,- excl. BTW (€645,25 incl. BTW) en exclusief de reiskosten van de trainer (berekend op basis van €0,42 per km vanaf omgeving Gent).

SUGGESTIE: COMBINATIE-TRAINING MET NABURIGE VOETBALCLUB

Omdat de groep uit max. 12 personen mag bestaan, is het wellicht een goede optie als de aanvragende club enkele personen van een naburige bevriende voetbalclub uitnodigt om de training bij te wonen om zo de kosten te delen.

Na aanvraag van een BLS-training zal er contact met u worden opgenomen door één van onze medewerkers om de verdere details met u door te nemen.



Wilt u als voetbalclub een AED aanschaffen? En heeft u interesse in één van onze complete pakketten, eventueel met accessoires? Vul dan het aanvraagformulier in. Zo ontvangt u de exclusieve aanbieding in uw mailbox, aangeboden in samenwerking met Voetbal Vlaanderen.